

Nouveau système de cartouche et d'embout mélangeur

Dentsply Sirona facilite l'application du matériau d'empreinte traditionnelle et renforce son efficacité grâce au nouveau système d'embouts mélangeurs et de cartouches optimisés. Cette nouvelle technologie permet d'améliorer la qualité du mélange du matériau. Les pertes de matériau sont réduites. Une cartouche peut ainsi être utilisée pour un plus grand nombre d'applications. Ce nouveau système est déjà disponible.

Charlotte, le 16 mars 2022. Trois facteurs essentiels influencent les empreintes traditionnelles : la qualité du matériau d'empreinte, le temps de traitement et la simplicité et l'efficacité de l'application. Le nouveau système de cartouche 50 et 380 ml et d'embout mélangeur vise à améliorer la mise en œuvre de la prise d'empreinte pour Aquasil Ultra+*.

L'élément clé est le tout nouveau « design » de l'embout mélangeur. Il peut être facilement fixé à la cartouche grâce à un dispositif simple d'utilisation et à un petit repère d'alignement. Un mécanisme de connexion correspondant empêche les mélanges involontaires entre les composants de la base et du catalyseur. Le nouveau système intégré de cartouche et d'embout mélangeur de 50 ml ne requiert qu'une seule extrusion avant la première utilisation, pour toute la durée de vie de la cartouche. Cette optimisation permet un mélange homogène et constant et une utilisation efficace du matériau d'empreinte.

Les cartouches et les embouts mélangeurs ont un code couleur qui permet de connecter intuitivement les cartouches avec l'embout approprié. Le nouveau système de cartouche est compatible avec les machines et pistolets standards déjà disponibles sur le marché.

Le nouveau système de cartouche et d'embout mélangeur est facile à utiliser et permet d'appliquer le matériau avec efficacité. Moins de pertes de matériau et de réaliser des économies d'échelle.

**Aquasil Bite bénéficie également de ce nouveau système.*

Contact Presse

Anna Bruns
Senior Corporate Communications
Manager
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim, Germany
T +49 (0) 6251 16-2293
anna.bruns@dentsplysirona.com

Lydia Pensi
Edelman GmbH
Schöneberger Straße 15
D-10963 Berlin, Germany
T +49 (0) 30 2218290-37
dentsplysirona@edelman.com
www.edelman.com

Marion Par-Weixlberger
Vice President Public Relations &
Corporate Communications
Sirona Straße 1
5071 Wals bei Salzburg, Austria
T +43 (0) 662 2450-588
F +43 (0) 662 2450-540
[marion.par-
weixlberger@dentsplysirona.com](mailto:marion.par-weixlberger@dentsplysirona.com)

À propos de Dentsply Sirona

Dentsply Sirona est le plus grand fabricant au monde de produits et technologies dentaires professionnels, riche de plus d'un siècle d'innovation et de service consacrées à l'industrie dentaire et aux patients du monde entier. Dentsply Sirona développe, fabrique et commercialise des solutions complètes, y compris des produits de santé bucco-dentaire et autres appareils médicaux consommables, au titre d'un portefeuille solide de marques mondialement implantées. Les produits de Dentsply Sirona apportent des solutions innovantes, efficaces et de haute qualité pour faire progresser les soins dispensés aux patients et fournir des services de dentisterie meilleurs et plus sûrs. Le siège social de Dentsply Sirona se trouve à Charlotte, North Carolina. Les actions de la société sont cotées aux États-Unis, à la bourse NASDAQ sous le symbole XRAY. Visitez le site www.dentsplysirona.com pour de plus amples informations sur Dentsply Sirona et ses produits.

LES PHOTOS

sont disponibles pour [> Téléchargement](#) sur le site Internet.



Ill. 1 : le nouveau système de cartouche et d'embout mélangeur d'Aquasil Ultra+ facilite l'application du matériau d'empreinte et, surtout, renforce son efficacité.

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d'assurance maladie, au titre de la LPPR. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Aquasil Ultra ++ et Aquasil. Indication : matériau à empreintes qui convient pour toutes les techniques d'empreintes. Classe : I. Fabricant : DENTSPLY Caulk. Aquasil Bite-. Indications : enregistrement intra-oral des relations occlusales et des mâchoires entre elles, à utiliser lors des procédures de coulées des modèles en laboratoire. Peut être utilisé pour enregistrer les relations entre dents naturelles ou restaurées et/ou édentements partiels ou complets. Moule pour la réalisation de couronnes provisoires (temporaires), bridges à courte portée, inlays et onlays. Fabricant : DENTSPLY DeTrey.Rev. Mars 2022